

## **β-羟丁酸/β-羟基丁酸含量检测试剂盒（酶比色法）**

### **（分光法 48 样）**

#### **产品简介:**

β-羟丁酸在β-羟丁酸脱氢酶催化下生成乙酰乙酸。同时氧化型辅酶 I 被还原成还原型辅酶 I 即 NADH，通过检测 NADH 在 340nm 处的增加量，即可计算得出样本中β-羟丁酸含量。

#### **所需的仪器和用品:**

紫外分光光度计、1mL 石英比色皿（光径 1cm）、可调式移液器、离心机、蒸馏水。