

总胆汁酸(TBA)(酶循环比色法) 含量检测试剂盒

(微 板 法 9 6 样)

产 品 简 介:

TBA 由肝脏分解代谢, 其血清浓度升高反映肝实质性损伤。因此, TBA 测定用于监测慢性肝病价值很大。

胆汁酸被 3 α -羟甾醇脱氢酶(3 α -HSD)以及氧化型 β -硫代烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(Thio-NAD)特异性氧化, 生成 3-酮类固醇以及还原型 β -硫代烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(Thio-NADH)。生成的 3-酮类固醇在 3 α -羟甾醇脱氢酶及还原型 β -烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(Thio-NADH)存在下, 再生成胆汁酸及氧化型 β -烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)。如上所述循环放大使检测灵敏度提高。测定在单位时间内生成的还原型 β -硫代烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(Thio-NADH)在 405 nm 处的吸光度变化, 以求得胆汁酸的含量。

所 需 的 仪 器 和 用 品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。