

β -羟丁酸/ β -羟基丁酸含量检测试剂盒 (酶比色法)

(微板法 96 样)

产品简介:

β -羟丁酸在 β -羟丁酸脱氢酶催化下生成乙酰乙酸。同时氧化型辅酶 I 被还原成还原型辅酶 I 即 NADH，通过检测 NADH 在 340nm 处的增加量，即可计算得出样本中 β -羟丁酸含量。

所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。