

磷脂 (PLIP) (氧化酶法) 含量检测试剂盒

(微板法 96 样)

产品简介:

磷脂在磷脂酶 D 的作用水解生成胆碱和磷脂酸, 胆碱被胆碱氧化酶氧化生成过氧化氢, 过氧化氢与 4-氨基安替比林、DAOS 反应生成蓝色染料。此染料在 600nm 有最大吸收峰, 吸收强度与样本中磷脂含量成正比。

所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。