

食品（肉制品）中总糖含量测定试剂盒-（苯酚-硫酸法）

（微板法 96 样）

产品简介:

样本中的糖经热水提取后，用硫酸脱水生成糠醛或糠醛衍生物。生成物与苯酚反应缩合成橙黄色物质，该有色物质在 480nm 处有最大吸收，在一定范围内其吸光度值同糖的浓度呈正比，再利用标准曲线定量算出样本中总糖含量。

所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、水浴锅/金属浴、可调式移液器、浓硫酸（不允许快递）、研钵。