

β -羟丁酸/ β -羟基丁酸含量检测试剂盒 (WST-8 法显色)

(微 板 法 4 8 样)

产 品 简 介:

β -羟丁酸在检测糖尿病酮症酸中毒诊断、治疗中有重要意义，对糖尿病的早期诊断也有重要意义。

β -羟丁酸在 β -羟丁酸脱氢酶催化下生成乙酰乙酸。同时氧化型辅酶 I 被还原成还原型辅酶 I 即 NADH，NADH 接着与 WST-8 显色剂生成于 450nm 有特征吸收峰的物质，通过检测该物质于 450nm 处的增加量，即可计算出样本中 β -羟丁酸含量。

所 需 的 仪 器 和 用 品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。